

# Медицинский многофункциональный операционный стол "Armed" ST-IV



Артикул 100205004

## Предназначение

Механический универсальный операционный стол «Armed» ST-IV предназначен для проведения хирургических операций и процедур в различных областях, частности: хирургии, нейрохирургии, эндоскопии, гинекологии, урологии. Удобство и комфорт при использовании стола обусловлено множеством вариантов положений пациента ввиду большого выбора позиций для регулировки и дополнительных приспособлений и аксессуаров. ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Цена: 171700 Р

## Описание:

Основание операционного стола, основные элементы конструкции, а также металлические части аксессуаров выполнены из нержавеющей стали.

Простая и быстрая регулировка высоты с помощью педального насоса.

Стол оснащен возможностью регулировки положения Тренделенбург, АнтиТренделенбург, угла наклона ложа влево и вправо.

Стол оснащен поясничным валиком, регулируемым по высоте.

Стол оснащен съемными мягкими антистатическими подушками для каждой секции.

Для максимального удобства пациента спинная секция стола оснащена двумя съемными и регулируемыми плечевыми опорами и опорами для рук.

Тазобедренная секция стола снабжена двумя регулируемыми опорами для тела.

Дополнительно тазобедренная секция оснащена регулируемыми опорами для ног.

Голеностопная секция стола регулируется по положению относительно тазобедренной секции.

Под основанием стола установлены опорные ножки и колеса, которые предназначены для перемещения и четкой фиксации стола.

## Технические характеристики:

Длина ложа, мм.....	1700
Ширина ложа, мм.....	490
Высота ложа, мм.....	740-980
Габаритная ширина, мм.....	850
Габаритная высота, мм.....	1550
Тренделенбург\антиТренделенбург.....	0°-22°
Боковой наклон (влево\вправо).....	0°-18°
Угол наклона головной секции.....	(-15°)-85°
Угол наклона спинной секции.....	0-80°
Угол наклона голеностопной секции.....	(-75°)-0°
Максимальная нагрузка, кг.....	135

Технические характеристики, указанные на сайте, носят информационный характер. Подробную информацию о конструкции, технических характеристиках, внешнем виде и комплектации товара уточняйте у менеджеров.

## Комплектация:

1. Операционный стол - 1 шт.
2. Руководство - 1 экз.

## Характеристики для транспортировки:

Габариты упаковки, см:	134*80*81
Вес брутто, кг:	195
Вес нетто, кг:	160
Объем, м3.:	0.868
Упаковка:	фанерная коробка

Кол-во штук в упаковке: 1