



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

На медицинское изделие

Комплексы анестезиологические «Практик» по ТУ 9444-007-74487176-2010

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ДИКСИОН"
(ООО "ДИКСИОН"), Россия, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "ДИКСИОН"
(ООО "ДИКСИОН"), Россия, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1**

Место производства медицинского изделия

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2

Номер регистрационного досье № РД-5621/27535 от 03.12.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4460

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 8 листах

приказом Росздравнадзора от 12 декабря 2014 года № 8273
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0010183

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 1

На медицинское изделие

Комплексы анестезиологические «Практис» по ТУ 9444-007-74487176-2010:

1. Комплекс анестезиологический: Практис 3000 производства ООО «ДИКСИОН», Россия – 1 шт.

- испаритель фторотана (галотана) производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co., Ltd», Республика Корея - 1 шт.;

- испаритель изофлорана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co., Ltd», Республика Корея - 1 шт.;

- испаритель энфлорана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co., Ltd», Республика Корея - 1 шт.;

- испаритель севофлорана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co., Ltd», Республика Корея - 1 шт.;

- блок дыхательной системы с абсорбером серии АС производства фирмы «Dixion GmbH», Германия, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- датчик кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «EnviteC-Wismar GmbH», Германия, или фирмы «City Technology Ltd.», UK, или фирмы «SENSYDINE», USA - 1 шт.;

- тройник датчика кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- соединительный провод датчика кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- шланг подачи кислорода длиной 5 м производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- шланг подачи закиси азота длиной 5 м производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- маска лицевая полимерная для компрессии аппаратов ИВЛ и анестезиологических аппаратов производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция или фирмы «Shanghai Zhiyu

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0008463

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 2

Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Fangshan district Liming», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ЗАО НПКФ «МЕТОМ» - 1 шт.;

- мешок дыхательный (антистатический) емкостью 3л производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «MEDICOPLAST International GmbH», Германия, или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- мешок дыхательный (антистатический) емкостью 2л производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «MEDICOPLAST International GmbH», Германия, или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- адаптер Y-образный производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- соединитель прямой производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- соединитель угловой, производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- шланг полимерный гофрированный с двумя резиновыми втулками производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Fangshan district Liming Rubber Product Factory», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - от 1 шт. до 4 шт.;

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0008462

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 3

- предохранитель плавкий производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ООО НПП «ПромЭнергоСтрой» - от 1 шт. до 3 шт.;
 - кабель заземления производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ОАО «Эспокабель», или ОАО «Севкабель» - 1 шт.;
 - кабель питания производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ОАО «Эспокабель», или ОАО «Севкабель» - 1 шт.
2. Комплекс анестезиологический: Практис 3100 производства ООО «ДИКСИОН», Россия - 1 шт.
- блок ИВЛ анестезиологический производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - испаритель фторотана (галотана) производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - испаритель изофлорана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - испаритель энфлорана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - испаритель севофлорана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - блок дыхательного меха, производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - блок абсорбера серии АС производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - датчик кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «EnviteC-Wismar GmbH», Германия, или фирмы «City Technology Ltd.», UK, или фирмы «SENSYDINE», USA - 1 шт.;
 - тройник датчика кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co.,

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

М.А. Мурашко

0008461

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 4

Ltd», КНР - 1 шт.;

- соединительный провод датчика кислорода производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- шланг подачи кислорода длиной 5 м производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- шланг подачи закиси азота длиной 5 м производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- шланг подачи воздуха длиной 5 м производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- маска лицевая полимерная для комплектации аппаратов ИВЛ и анестезиологических аппаратов производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd» Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Fangshan district Liming», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ЗАО НПКФ «МЕТОМ» - 1 шт.;

- мешок дыхательный (антистатический) емкостью 3л производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «MEDICOPLAST International GmbH», Германия, или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- мешок дыхательный (антистатический) емкостью 2л производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «MEDICOPLAST International GmbH», Германия, или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- приемник датчика потока производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- передающая трубка датчика потока производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0008460

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 5

Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- держатель трубок датчика потока производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- адаптер Y-образный производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- соединитель прямой производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- соединитель угловой, производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

- шланг полимерный гофрированный с двумя резиновыми втулками производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Fangshan district Liming Rubber Product Factory», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - от 1 шт. до 4 шт.;

- предохранитель плавкий производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ООО НПП «ПромЭнергоСтрой» - от 1 шт. до 3 шт.;

- кабель заземления производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ОАО «Экспокабель», или ОАО «Севкабель» - 1 шт.;

- кабель питания производства фирмы «Dixon GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ОАО «Экспокабель», или ОАО «Севкабель» - 1 шт.;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0008459

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 6

- заглушка производства фирмы «Dixion GmbH», Германия, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ООО НПП «ПромЭнергоСтрой» - 5 шт.
- Принадлежности:
 - компрессор медицинского воздуха производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Draeger Medical AG&Co, KG», Германия, или фирмы «ЭКОМ спол. С р.о.», Словацкая Республика, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - 3. Комплекс анестезиологический: Практис 3700 производства ООО «ДИКСИОН», Россия - 1 шт.
 - испаритель фторотана (галотана) производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - испаритель изофлюрана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - испаритель энфлюрана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - испаритель севофлюрана производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shanghai International Holding Corp. GmbH», Германия, или фирмы «Royal Medical Co.,Ltd», Республика Корея - 1 шт.;
 - блок дыхательной системы с абсорбером серии АС производства фирмы «Dixion GmbH», Германия, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - датчик кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «EnviteC-Wismar GmbH», Германия, или фирмы «City Technology Ltd», UK, или фирмы «SENSYDINE», USA - 1 шт.;
 - тройник датчика кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - соединительный провод датчика кислорода производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - шланг подачи кислорода длиной 5 м производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - шланг подачи закиси азота длиной 5 м производства фирмы «Dixion GmbH»,

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0008458

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 7

- Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
- шланг подачи воздуха длиной 5 м производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - маска лицевая полимерная для комплектации аппаратов ИВЛ и анестезиологических аппаратов производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical. Ltd» Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Fangshan district Liming», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ЗАО НПКФ «МЕТОМ» - 1 шт.;
 - мешок дыхательный (антистатический) емкостью 3л производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «MEDICOPLAST International GmbH», Германия, или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - мешок дыхательный (антистатический) емкостью 2л производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «MEDICOPLAST International GmbH», Германия, или фирмы «Inspired Medical Inc.», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - адаптер Y-образный производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - соединитель прямой производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - соединитель угловой, производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0008457

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 декабря 2014 года № ФСР 2010/08825

Лист 8

- шланг полимерный гофрированный с двумя резиновыми втулками производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Inspired Medical Inc», КНР, или фирмы «Morton Medical Ltd», Турция, или фирмы «Shanghai Zhiyu Medical Material Co., Ltd», КНР, или фирмы «Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd», КНР, или фирмы «Beijing Fangshan district Liming Rubber Product Factory», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - от 1 шт. до 4 шт.;
 - предохранитель плавкий производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ООО НПП «ПромЭнергоСтрой» - от 1 шт. до 4 шт.;
 - кабель заземления производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ОАО «Эспокабель», или ОАО «Севкабель» - 1 шт.;
 - кабель питания производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР, или ОАО «Эспокабель», или ОАО «Севкабель» - 1 шт.
- Принадлежности:
- система активной эвакуации отработанных газов AGSS производства «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - датчик углекислого газа производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - датчик концентрации анестетиков производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - шланг системы AGSS производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.», КНР, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.;
 - компрессор медицинского воздуха производства фирмы «Dixion GmbH», Германия или фирмы «Draeger Medical AG&Co, KG», Германия, или фирмы «ЭКОМ спол. С р.о.», Словацкая Республика, или фирмы «Beijing Aeonmed Medical Device Co., Ltd», КНР - 1 шт.

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0008456

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru